

Расходные материалы  
Corning  
для пробоподготовки  
и анализа

ООО «ХИММЕД»

# Очистка и выделение ДНК

## 96- и 384-луночные фильтр - планшеты FiltrEX

*Широко используются в автоматизированных и роботизированных устройствах. Могут быть использованы для таких приложений как выделение плазмид, очистка ДНК, очистка продуктов реакций ПЦР*



## Собирающие (приемные) планшеты

## Пробирка с фильтрующей вставкой SpinX



*SpinX представляет собой 2.0 мл микроцентрифужную пробирку с вставкой (рабочий объем 500 мкл), дно которой выполнено из целлюлозацетатной (CA) мембраны. Фильтрация центрифугированием позволяет удалять бактерии, клетки из среды, выделять ДНК из агарозных и акриламидных гелей, подготавливать образцы для ВЖХ.*

# Количественный анализ и детекция

- **96- и 384-луночные УФ планшеты**

ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕПТИДОВ, БЕЛКОВ И НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ (ДНК/РНК).

Планшеты сертифицированы на низкое фоновое излучение и надежное функционирование при 260 и 280 нм Планшеты обеспечивают надежное

определение как высоких, так и низких концентраций биомолекул

- **Планшеты DNA-BIND**

Предварительно активированные аминокетонами поверхность 96-лун. планшет (стрипов) для ковалентного связывания биомолекул реализует удобный метод для иммобилизации ДНК для гибридизации, амплификации и др. ДНКовых методов

# Расходные материалы для ПЦР



# Пробирки для ПЦР Thermowell GOLD и Thermowell



# Стрипы 8-луноч. для ПЦР Thermowell GOLD и Thermowell



**96-луночные  
полипропиленовые  
планшеты для ПЦР  
Thermowell GOLD 96 well**



# Крышки и пленки для заклейки ПЦР планшет





**ООО «ХИММЕД»**  
**115230, Москва,**  
**Каширское ш., д.9 корп.3**  
**тел. 728-41-92**

**Благодарим за внимание**